



BE THEIR HEALTH GUARDIAN

HK-T100VET Infuzní pumpa

HK-T100VET, která se snadno používá a bezpečně podává, je ideální veterinární pumpa a to zejména díky 3,5palcové dotykové obrazovce, 12hodinové baterii s dlouhou životností, pokročilé ochraně proti vniknutí IP44, různým vizuálním a zvukovým alarmům a systému proti volnému průtoku. Může být kompatibilní s rozsáhlou řadou standardních infuzních setů, což představuje nejlepší volbu pro veterináře a sestry.



HK-T100VET

Infuzní pumpa

3.5 palcová dotyková obrazovka, jednoduché rozhraní



Malý a kompaktní přístroj, který šetří místo



Velkokapacitní baterie: 12 hodin při 25 ml/h zajišťuje bezpečný přenos.



Vysoce pokročilé krytí IP44 účinně blokuje vodu a prach.



Průtok se pohybuje od 0,10 ml/h do 2001,00 ml/h v krocích po 0,01 ml/h..



Volitelná ohřívací spirála: více možností pro vytápění, více svobody, cenově dostupné a snadno použitelné.



Volitelný hák: podpora zavěšená na kleci pro lepší uspořádání prostoru (nutné upřesnit již při objednání)

Inteligentní propojení: nahrajte informace do systému monitorování infuze pro centralizovanou správu.

Automatický anti-free-flow systém zaručuje bezpečnou infuzi.



Více než 50 000 historických záznamů poskytuje výkonnou databázi pro klinickou analýzu.



Nabídka vizuálních a zvukových alarmů a systému proti volnému proudění bezpečná infuze.



Systém se dvěma procesory zajišťuje super bezpečný provoz.



HSC Industry, spol. s r. o.
Gogolova 275/24, 400 04 Trmice
www.hscanimal.com; www.emedik.cz
hsc@hscindustry.com

