



Ohříváček infuzních roztoků Model: FW2-Vet



Vlastnosti

- Kompaktní a lehký
- Uživatelsky příjemné rozhraní, lehké nastavení
- Použití vertikálně na tyč nebo horizontálně na pult
- Volitelné příslušenství – kapkový snímač

Rozsah uplatnění

- Slouží k ohřevu tekutin při infuzi

Typ a specifikace

- Výrobek náleží do třídy I, typ CF. Jedná se o objemovou infuzní pumpu na nepřetržitém provozu s vnitřní baterií. Není pro mobilní použití. Nesmí být používána s hořlavými anestetickými plyny ve vzduchu, s oxygenem nebo s oxidem dusným s hořlavým anestetikem.

Provozní podmínky

- a) Teplota: 5°C - 30°C
- b) Relativní vlhkost: 10-93-% (ne mráz)
- c) Atmosférický tlak: 86.0 kPa – 106.0 kPa

Ovlivnění životního prostředí a energie

Tento výrobek může mít určitou elektromagnetickou radiaci, která může ovlivňovat další přístroje. V takovém případě přijměte vhodná opatření ke snížení zásahu jako je např. přemístění infuzní pumpy nebo použití AC napájení z jiného zdroje.

Technické specifikace

Zdroj napájení: AC 100V—240V 50Hz/60Hz. **Příkon:** ≤70W.

Přesnost řízení teploty: ≤±1°C/1.8°F.

Rozsah regulace teploty: 30°C~50°C/ (86°F~122°F), (Regulovaná teplota je o 10°C/ 50°F vyšší než okolní teplota)

Celková hmotnost stroje: <1kg.

Rozměry: 172*92*55 mm.

MAXIMÁLNĚ KVALITNÍ SLUŽBY – HSC Industry, spol. s r.o.

HSC Industry, spol. s r.o., Gogolova 275/24, 400 04 Trmice, Tel. 475 620 808, Fax. 475 620 299,
mob.: 602 410 102

e-mail: jhofman@hscindustry.com, www.hscindustry.com

společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 14554
IČO: 25043382, DIČ: CZ25043382